

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/depilator-ipl-perfect-skin-il5000-p-102063.html>



Depilator IPL Perfect skin IL5000

Cena brutto	1 292,99 zł
Cena netto	1 051,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HPCOEDE00IL5000
Kod producenta	IL5000
Kod EAN	8595631019900
Producent	Concept
Liczba błysków	500000
Funkcja masażu	Nie
Metoda depilacji	Światło
Stosowanie na mokro	Nie
Stosowanie na sucho	Tak
Liczba prędkości (AGD)	5
Zasilanie (lista)	Akumulatorowo-sieciowe
Czas ładowania	60
Pozostałe parametry	5 poziomów, 2 tryby - gliss, precision Obszar zastosowania: 3,3 cm2 + nakładki 1,4 cm2 i 2 cm2 Czujnik do ochrony oczu Wskaźnik gotowości
Wymiary	16,7 x 6,3 x 4,1 cm
Akcesoria w zestawie	Depilator Baza dezynfekcyjna 2 x Nakładka magnetyczna: bikini i twarz
Waga	298
Kolor (wyliczeniowy)	Złoty

Opis produktu

Depilator IPL Perfect skin IL5000

Bezbolesna depilacja z długotrwałym efektem

Pragniesz gładkiej, pozbawionej włosów skóry? Dzięki depilatorowi Concept IL5000 Perfect Skin Pro IPL możesz to osiągnąć w zaciszu własnego domu. Wykorzystuje technologię Intense Pulsed Light (IPL), która przeszła ponad 15 lat testów klinicznych na całym świecie. Ta naukowo sprawdzona technologia zapewnia szybkie i trwałe rezultaty. Podczas depilacji błyski intensywnego, pulsującego światła docierają pod powierzchnię skóry, gdzie działają na ciemny pigment włosa. Ten efekt termiczny skutecznie i bezboleśnie niszczy włosy od cebulek i zapobiega ich odrastaniu. Przy regularnym i prawidłowym stosowaniu uzyskasz gładką skórę nawet do kilku miesięcy.

500 000 impulsów

Żywotność depilatora sięga 500 000 impulsów świetlnych. Oznacza to, że jeśli regularnie depilujesz części ciała takie jak nogi, pachy i okolice bikini oraz przestrzegasz zalecanych odstępów między zabiegami, impulsy świetlne będą Ci towarzyszyć przez całe życie. Są to średnie obliczenia na podstawie wyników testowej grupy kobiet (rozmiar M, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 60 kg).

Podstawa do dezynfekcji UV zapewnia higieniczną czystość urządzenia

Depilator wyposażony jest w podstawę dezynfekującą, dzięki której w ciągu kilku minut powierzchnia aplikacji urządzenia będzie higienicznie czysta i gotowa do dalszego użycia. Wykorzystuje technologię promieniowania ultrafioletowego, która niezawodnie eliminuje do 99,9% bakterii i uniemożliwia ich dalsze rozmnażanie. Pozostałe części depilatora po ostygnięciu wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Włóż czyste urządzenie do etui i przechowuj je.

Swobodna bezprzewodowa obsługa

Depilator IL5000 IPL zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Możesz go używać nawet bez kabla, co docenisz zwłaszcza podczas podróży. Przy w pełni naładowanym akumulatorze depilator wykona do 1350 błysków na najniższym poziomie i do 500 błysków na najwyższym poziomie. Jeśli wyczerpie się podczas zabiegu, wystarczy podłączyć go do gniazdka i można kontynuować pracę.

2 tryby do wygodnej depilacji ciała

Depilator IL5000 IPL nadaje się do usuwania włosów z całego ciała. Możesz skorzystać z dwóch trybów. Tryb Gliss służy do depilacji większych obszarów, takich jak nogi, dłonie, klatka piersiowa, plecy itp. Depilator emituje ciągłe błyski w rzędzie, co umożliwia szybszy i płynniejszy zabieg. Trybu Precision można używać do usuwania włosów z najtrudniej dostępnych i najbardziej wrażliwych obszarów, takich jak twarz, pachy, okolice bikini itp. Urządzenie emituje pojedyncze impulsy na podstawie wciśnięcia przycisku wyzwalającego impuls. W tym trybie zalecamy stosowanie dodatkowych nasadek magnetycznych (twarz + bikini), za pomocą których można precyzyjnie celować w wybrane miejsce.

Dla kogo przeznaczony jest depilator IPL?

Depilacja za pomocą depilatora IPL jest najskuteczniejsza u osób o jaśniejszej skórze i ciemniejszych włosach zawierających ciemny pigment, dlatego usuwanie owłosienia jest bardziej skuteczne. Im jaśniejsze włosy i im ciemniejszy rodzaj skóry, tym mniej skuteczny jest depilator IPL.

Jak prawidłowo używać depilatora IPL?

Skóra, którą zamierzasz depilować, musi być czysta, sucha i ogolona przed użyciem depilatora IPL. Wybierz jeden z pięciu poziomów natężenia światła odpowiedni dla Twojego rodzaju skóry - im jaśniejszy fototyp skóry, tym wyższy wybrany poziom natężenia (zalecane poziomy natężenia dla poszczególnych fototypów są opisane bardziej szczegółowo w instrukcji). Docisnij obszar aplikacji depilatora do skóry. Po naciśnięciu przycisku urządzenie emituje impuls świetlny. Unikaj uwalniania więcej niż jednego impulsu na tej samej części skóry podczas jednego zabiegu. Podczas depilacji możesz odczuwać lekkie uczucie ciepła lub mrowienia, ale w żadnym wypadku nie powinno to być bolesne. Jeśli odczuwasz ból, konieczne jest zmniejszenie intensywności promieniowania.

Czujnik do ochrony oczu

Depilator IPL ma wbudowany czujnik bezpieczeństwa, który zapobiega wysyłaniu impulsu w przypadku wycelowania depilatora w wolną przestrzeń. Dzięki temu czujnikowi urządzenie będzie działać poprawnie tylko wtedy, gdy powierzchnia aplikacji będzie w całkowitym kontakcie ze skórą. Korzystanie z urządzenia jest zatem bezpieczne i nie ma ryzyka uszkodzenia wzroku, dzięki czemu podczas depilacji nie trzeba używać specjalnych okularów ochronnych. W przypadku depilacji twarzy zalecamy zamknięcie oczu podczas błysku. Zapobiegnie to drobnym olśnieniom porównywalnym z mocą lampy błyskowej aparatu, co nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, ale może być nieprzyjemne.

Pierwsze efekty już po 4 tygodniach stosowania

Rezultaty depilacji mogą się różnić u poszczególnych użytkowników w zależności od części ciała poddawanej zabiegowi, koloru włosów i metody aplikacji. Już po 4 tygodniach regularnego stosowania możesz zauważyć pierwsze efekty na skórze. Jeśli dopiero zaczynasz depilację, zalecamy wykonanie pierwszych 4 zabiegów w odstępie 2 tygodni. Następnie powtarzaj depilację co 4 tygodnie, aż osiągniesz pożądaný efekt.

Mobilna aplikacja

Dzięki aplikacji mobilnej Concept IPL zyskujesz osobistego doradcę, który pomoże Ci zaplanować poszczególne zabiegi i monitorować postępy leczenia. Pomoże Ci dobrać odpowiedni poziom intensywności impulsu w zależności od odcienia skóry i monitoruje odstępy między poszczególnymi zabiegami. Dostępny jest również czytelny przewodnik wideo, w którym dowiesz się, jak prawidłowo używać depilatora, aby osiągnąć skuteczne i długotrwałe rezultaty.

Nie czekaj na lato

Jeśli chcesz mieć pięknie gładką skórę latem, zacznij depilację z dużym wyprzedzeniem. Skóra nie może być wystawiana na działanie promieni słonecznych przez co najmniej 4 tygodnie przed i co najmniej 2 tygodnie po użyciu depilatora IPL. Podczas całego zabiegu chroń skórę przed słońcem. Ekspozycja na słońce oznacza przebywanie w bezpośrednim świetle słonecznym bez ochrony przez około 15 minut lub narażenie na pośrednie światło słoneczne bez ochrony przez 1 godzinę. Jeśli nałożyłaś na skórę krem samoopalający, poczekaj, aż efekt opalenizny zniknie całkowicie. Z depilatora IPL mogą korzystać mężczyźni i kobiety powyżej 18 roku życia.

Kiedy nie używać depilatora IPL

Depilatora IPL nie wolno używać na wytatuowanych częściach ciała, miejscach z makijażem permanentnym, piegach,

znamionach i innych ciemnych przebarwieniach. Przed użyciem dokładnie zakryj te obszary. Jednocześnie depilacja IPL nie jest wskazana dla osób o bardzo wrażliwej skórze, z chorobami skóry, z dużą częstością występowania czerwonych żył, żylaków czy kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeśli nie masz pewności, czy depilacja IPL jest dla Ciebie odpowiednia, skonsultuj się z dermatologiem lub lekarzem. Urządzenie nie nadaje się do usuwania męskiej brody.

- Zasilanie (lista): Akumulatorowo-sieciowe
- Metoda depilacji: Światło
- Liczba prędkości (AGD): 5
- Funkcja masażu: Nie
- Stosowanie na mokro: Nie
- Stosowanie na sucho: Tak
- Liczba błysków: 500000
- Czas ładowania: 60
- Akcesoria w zestawie: Depilator Baza dezynfekcyjna 2 x Nakładka magnetyczna: bikini i twarz
- Kolor (wyliczeniowy): Złoty
- Wymiary: 16,7 x 6,3 x 4,1 cm
- Waga: 298
- Pozostałe parametry: 5 poziomów, 2 tryby - gliss, precision Obszar zastosowania: 3,3 cm² + nakładki 1,4 cm² i 2 cm²
Czujnik do ochrony oczu Wskaźnik gotowości