

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/termometr-bezdotykowy-oro-t60perfect-p-81452.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Termometr bezdotykowy ORO-T60PERFECT

Cena brutto	135,99 zł
Cena netto	125,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HPORMTET60PERFE
Kod producenta	ORO-T60PERFECT
Kod EAN	5907222589533
Producent	ORO-MED
Wymiary	155 x 100 x 40 mm
Akcesoria w zestawie	Termometr 2 x Bateria AA Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja polska 24 miesiące
Waga	125
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Metoda pomiaru (termometry)	Bezdotykowy
Zakres pomiaru	Zakres pomiaru: temperatura ciała: 32°C 42,9°C / 89,6°F 109,2°F Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C 60,0°C / 32,0°F 140,0°F Margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: +/-0,2°C/0,3°C
Pamięć pomiarów	32
Jednostki miar	st. F
Produkt na baterie	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Zasilanie	Baterie/akumulatory AA
Pozostałe parametry	Temperatura robocza otoczenia: 10°C - 40°C Wilgotność względna: 85% Emisyjność: 0,95. Pobór mocy: 300mW

Opis produktu

Termometr bezdotykowy ORO-T60PERFECT

- Termometr służy do pomiaru temperatury na czole, temperatury otoczenia i przedmiotów (np. mleka w butelce)
- Czas pomiaru: 1 sekunda
- Trójkolorowa Identyfikacja poziomu temperatury: przy pomiarze temperatury na czole, gdy temperatura jest = 37,4 - > 37,9 st C, zapali się wyświetlacz pomarańczowy, gdy >= 38,0 st C, zapali się wyświetlacz czerwony
- Łatwy odczyt wyniku pomiaru
- Wybór trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 60°C i emisyjności równej 0,95
- Dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, do wyboru
- Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 3cm 5cm
- Odległość do miejsca dokonywania pomiaru temperatury wybranej powierzchni: 3cm 6cm (W miarę odsuwania urządzenia od wybranej powierzchni coraz większe znaczenie na podany wynik będzie mieć temperatura otoczenia)
- Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała
- Tryb oszczędzania energii automatyczne wyłączenie: po upływie 30 sekund

Termometry są zarejestrowane jako urządzenia medyczne w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, co gwarantuje wysoką dokładność ich wskazań.

Metoda pomiaru (termometry):

Jednostki miar:

Zakres pomiaru:

Pamięć pomiarów:

Produkt na baterie:

Baterie w zestawie:

Zasilanie:

Akcesoria w zestawie:

Kolor (wyliczeniowy):

Wymiary:

Waga:

Pozostałe parametry:

Zasilanie (lista):

Bezdotykowy

st. F

Zakres pomiaru: temperatura ciała: 32°C 42,9°C / 89,6°F

109,2°F Zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C

60,0°C / 32,0°F 140,0°F Margines błęd pomiaru: w

standardowych warunkach otoczenia: +-0,2°C/0,3°C

32

Tak

Tak

Baterie/akumulatory AA

Termometr 2 x Bateria AA Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja polska 24 miesiące

Biały

155 x 100 x 40 mm

125

Temperatura robocza otoczenia: 10°C - 40°C Wilgotność

względna: 85% Emisyjność: 0,95. Pobór mocy: 300mW

Baterie/akumulatory AA